

**LIFEPAK® 1000** DEFIBRILLATEUR équipé de la technologie cprMAX™



Works like you work.™

Medtronic

Batterie nouvelle  
technologie, très haute  
capacité



Écran extra  
large pour  
une visibilité  
optimale des  
graphiques,  
tracés et  
indications

Indice IP55 — Notre défibrillateur le plus robuste  
jamais construit

Technologie cprMax™  
assurant un maximum de  
temps utile consacré au  
patient

LE PROFESSIONNALISME  
AVANT TOUT



## Le LIFEPAK 1000 et la technologie cprMAX vous apportent à la fois robustesse et puissance tout en vous garantissant la flexibilité nécessaire pour un traitement optimal des patients.



“Les victimes d’arrêt cardiaque ont besoin d’une réanimation cardio-pulmonaire immédiate.” “Les compressions thoraciques sont d’autant plus importantes lorsque le choc ne peut être délivré dans les 4 à 5 minutes suivant l’arrêt cardiaque. De plus, dans les minutes suivant une défibrillation réussie, le rythme cardiaque peut rester lent et inefficace, nécessitant alors des compressions thoraciques jusqu’au retour à des fonctions cardiaques normales.”

La technologie cprMAX répond non seulement entièrement aux dernières recommandations, mais vous guide encore plus loin en vous proposant le plus large éventail d’options thérapeutiques possibles. cprMAX élimine les temps de charge sans intervention des utilisateurs en mode DSA et assure ainsi une prise en charge maximale. La flexibilité des fonctions cprMAX vous permet d’avoir à votre disposition le défibrillateur de premier secours le plus puissant disponible à ce jour.

**Technologie biphasique ADAPTIV** — Mesurant le niveau d’impédance du patient, la technologie ADAPTIV adapte automatiquement l’énergie délivrée ainsi que la durée du choc. Cela permet un traitement plus efficace du patient grâce à un dosage à la fois sûr et adéquat des chocs délivrés. Avec la technologie biphasique ADAPTIV, les défibrillateurs LIFEPAK sont conçus pour s’adapter aux besoins de chaque patient, dans les conditions cliniques réelles ; Votre solution la plus flexible pour répondre aux besoins du patient.

### FLEXIBLE ET EVOLUTIF

Défibrillateur automatisé, une option permet également de passer en mode manuel en un seul geste. Conforme aux Recommandations actuelles, sa flexibilité permet d’intégrer aujourd’hui les changements éventuels apportés par de futures recommandations. Le patient bénéficie ainsi des meilleures pratiques, aujourd’hui et demain. Son évolutivité garantit une mise à jour tenant compte des avancées thérapeutiques futures.

### UNE PLATEFORME DE RÉANIMATION CONÇUE POUR SAUVER DES VIES

Plus de 500 000 défibrillateurs LIFEPAK de Physio-Control sont utilisés chaque jour pour sauver des vies dans le monde entier. Nous avons l’expérience des exigences extrêmes de l’environnement des urgences, c’est pour cela que le LIFEPAK 1000 est notre défibrillateur le plus robuste jamais construit. Doté d’un indice de protection IP55, le LIFEPAK 1000 est parfaitement protégé de la poussière et des projections d’eau. Avec sa nouvelle batterie au lithium-dioxyde de manganèse, capable de délivrer plus de 400 chocs (à 200J) ou plus de 17 heures de monitoring, il constitue sans conteste le système de première intervention le plus puissant imaginé à ce jour.

Nous partageons la même passion que nos clients : sauver des vies

Depuis plus de 50 ans, Physio-Control, fabricant des défibrillateurs LIFEPAK, développe des technologies et conçoit des appareils de grande qualité pour les professionnels de l'urgence, les personnels soignants et les citoyens du monde entier.

Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)



**HEADQUARTERS / MANUFACTURING**

**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
P. O. Box 97006  
Redmond, WA 98073-9706 USA  
Tel. 425 867 4000  
Fax. 425 867 4121  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

**EUROPEAN AND CANADIAN SALES**

**Europe**  
Medtronic International  
Trading Sàrl  
Case postale 84  
Route du Molliiau 31  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Tél. +41 (0)21 802 70 00  
Fax. +41 (0)21 802 79 00

**France**  
Medtronic France S.A.S.  
122, avenue du Général Leclerc  
FR-92514 Boulogne-  
Billancourt Cedex  
[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)  
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00  
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00

**Belgique**  
Medtronic Belgium S.A.  
Avenue du Bourgmestre  
Etienne Demunter 5  
BE-1090 Bruxelles  
[www.medtronic.be](http://www.medtronic.be)  
Tél. +32 (0)2 456 09 00  
Fax. +32 (0)2 460 26 67

**Suisse**  
Medtronic (Schweiz) AG  
Talstrasse 9  
Postfach 449  
CH-3053 Münchenbuchsee  
[www.medtronic.ch](http://www.medtronic.ch)  
Tel. +41 (0)31 868 01 00  
Fax. +41 (0)31 868 01 99

**Canada**  
Medtronic du Canada  
6733 Kitimat Road  
Mississauga, ON  
L5N 1W3  
Tél. 888 879 0977  
Fax. 416 430 6115